

## BIRB 796 片 (100 mg)

物料清单			
重量 (mg/片)	编号	物料名称	数量/1000 片 (g)
100.00	1	BIRB 796	100.00
200.00	2	3-环糊精	200.00
225.00	3	微晶纤维素	225.00
165.00	4	乳糖	165.00
7.50	5	胶体二氧化硅	7.50
30.00	6	淀粉、预胶凝	30.00
15.00	7	羧甲基淀粉钠	15.00
7.50	8	硬脂酸镁	7.50

注：第 2 项可替换为第 4 项（共 365 毫克乳糖）。

### 制造方向

1. 通过 250  $\mu\text{m}$  筛子后，在合适的混合器中对 1 至 7 进行灌装；混合 10 分钟。
2. 加入第 8 项，搅拌 3 分钟。
3. 用 15 毫米的双平面穿孔机将其压缩成 750 毫克的片剂。