

β-胡萝卜素片

物料清单			
重量（毫克/片）	项	材料名称	数量/1000 片（克）
15.00	1	β-胡萝卜素（干粉，10%）	150.00
175.00	3	磷酸二钙，用 5% 聚维酮 K30 制粒	175.00
100.00	4	微晶纤维素 PH101	100.00
5.00	5	交联聚维酮	5.00
2.50	6	微粉硅胶	2.50
20.00	7	滑石粉	20.00
2.50	8	花生四烯酸钙	2.50

制造方向

1. 混合所有成分，通过 0.8 mm 的筛子，用中等的压缩力压制。
2. 压缩成 502 毫克片剂，使用 12 毫米双平面冲头。

扫描下方二维码关注我们

