

阿仑膦酸钠片(50mg)

物料清单			
比例 (毫克/片)	项	材料名称	数量/1000 片 (克)
50.00	1	阿仑膦酸钠, 用阿仑膦酸钠	52.00
10.00	2	聚乙烯吡咯烷酮	10.00
100.00	3	乳糖	100.00
1.50	4	硬脂酰醇富马酸钠	1.50
—	5	水、纯化	100.00

制造方向

1. 将第 1 项至第 3 项用 500 μm 的筛子筛过, 混合 10 分钟。
2. 加入第二项, 与第五项充分混合。
3. 将此添加到步骤 1 中造粒, 干燥, 大小, 然后添加第 4 项。
4. 用合适的打孔器将其压缩成 163.50 毫克的片剂。

扫描下方二维码关注我们

