

阿仑膦酸钠泡腾片(10mg)

物料清单			
重量 (毫克/片)	项	材料名称	数量/1000 片 (克)
10.00	1	阿仑膦酸钠, 用阿仑膦酸钠	13.05
650.00	2	柠檬酸无水	650.00
367.00	3	碳酸氢钠颗粒	367.00
40.00	4	无水碳酸钠	40.00
25.00	5	香精	25.00
5.00	6	颜色	5.00
7.50	7	苯甲酸钠	7.50
—	8	水、纯化	2.00

注意：对于其他强度，用乳糖调节。

制造方向

1. 将苯甲酸钠与碳酸氢钠和丙烯膦酸钠预混。将颜色与碳酸钠混合。将柠檬酸放入一碗合适的搅拌器中。
2. 向柠檬酸中缓慢加入 2 毫克水，搅拌均匀，形成湿润的混合物。在混合时，按顺序将碳酸氢钠混合物和碳酸氢钠色混合物加入混合物中。混合至均匀分布。
3. 使用合适大小的工具压缩药片。将药片固化，冷却，用铝箔包装。

扫描下方二维码关注我们

